

**Art.-Nr.: Modell**

- 70030 VELA Röntgen-stuhl
- 70031 VELA 'Turn+' Thorax-stuhl
- 70032 VELA Mammografie-stuhl
- 70033 VELA 'Basic+' Ophthalmologie-stuhl
- 70034 VELA 'Move+' Ophthalmologie-stuhl
- 70035 VELA 'Medium' Training-stuhl
- 70036 VELA 'Large' Training-stuhl
- 70037 VELA 'Basic' Chirurgie-stuhl
- 70038 VELA 'Advance' Probenahme-stuhl
- 70041 VELA 'Support+' Chirurgie-stuhl



ISO 9001
ISO 14001

Das Design des Stuhls variiert je nach Modell

1.0. EINFÜHRUNG	3
1.1. WARNUNGEN	4
1.2. FEHLERBEHEBUNG	5
1.3. VELA TANGO MIT ELEKTRISCHER HÖHENVERSTELLUNG	6
1.3.1. Leistungsaufnahme	6
1.3.2. Emission	6
1.3.3. Überspannungsschutz	6
1.4. KENNZEICHNUNGEN AUF DEM STUHL	7
1.5. SICHERHEIT	7
1.5.1. Verwendungszweck	7
1.5.2. Transport	8
1.6. GARANTIE	8
1.7. DEN STUHL AUSPACKEN	8
1.8. INSTANDHALTUNG	8
1.8.1. Räder	9
1.8.2. Rahmen	9
1.8.3. Polsterung	9
1.9. RECYCLING UND ENTSORGUNG	9
2.0. MANUELLE ANPASSUNG DURCH DEN BENUTZER	10
2.0.1. Montage der Rückenlehne*	10
2.0.2. Höhenverstellung mit Handbedienteil (El)	10
2.0.3. Höhenverstellung (Manuell)	10
2.0.4. Fussbetätigte Höheneinstellung (El)*	11
2.0.5. Einstellung des Sitzwinkels*	11
2.0.6. Einstellung des Rückenlehnenwinkels	11
2.0.7. Einstellung der Rückenhöhe*	11
2.0.8. Rückenlehnen-Arretierung*	12
2.0.9. Einstellung der Armlehnenhöhe*	12
2.0.10. Einstellung der Armlehnenbreite*	12
2.0.11. Herunterklappbare Armlehnen*	12
2.0.12. Einstellung der ALB Rücken*	13
2.0.13. 360°-Pedal zum Bremsen	13
2.0.14. Handbremse*	13
2.0.15. Hochklappbare Fußstütze*	13
2.0.16. Rotation*	14
2.0.17. Ladevorgang (El)	14
2.0.18. Elektrische Bremse*	14
2.0.19. Einstellen des Bremswinkels*	14
2.0.20. Fussbetätigte Elektrische Bremse (El)*	15
2.0.21. Armlehne für den Chirurgenstuhl*	15
2.0.22. Anpassen der Armlehne, Höhe*	15
2.0.23. Armlehne für die Probenentnahme*	15
2.0.24. Schiebebügel*	16
2.0.25. Batterieanzeige (El)	16
2.0.26. Zubehör	16

1.0. EINFÜHRUNG

SEHR GEEHRTE KUNDEN,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihres neuen VELA Medical Stuhl. Dieses Benutzerhandbuch enthält hilfreiche Informationen zur Positionierung, Bedienung und Wartung Ihres Stuhl.

Wichtig

Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Dieses Benutzerhandbuch muss sich immer in Reichweite des Stuhls befinden. Sie können es auch von der Webseite von VELA Medical herunterladen: www.vela-medical.de; hier finden Sie zudem weitere nützliche Informationen über VELA Medical Stühle.

Bei Fragen, Fehlern oder unerwünschten Ereignissen wenden Sie sich bitte an Ihren VELA Medical-Händler.

VELA Medical behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Handbuch vorzunehmen.

VELA Medical

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Dänemark
www.vela-medical.de

1.1. WARNUNGEN



Nutzung	Brechen Sie die Nutzung des Stuhls im Falle einer allergischen Reaktion ab und konsultieren Sie einen Arzt
Nutzung	Nutzen Sie ausschließlich originale Ersatzteile von VELA Medical
Nutzung	Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Aufladekabel zum Laden des Stuhls
Nutzung	Führen Sie keine Änderungen am mitgelieferten Zubehör des Stuhls durch
Nutzung	Nutzen Sie den Stuhl lediglich für den vorgesehenen Verwendungszweck
Nutzung	Stellen Sie den Sitzwinkel und den Rückenlehnenwinkel nur ein, während der Benutzer auf dem Stuhl sitzt und die Füße des Benutzers flach auf dem Boden stehen
Nutzung	Ziehen Sie die Bremse immer an, wenn Sie sich hinsetzen oder aufstehen
Nutzung	Die Bremsstange darf nur zum Betätigen der Bremse verwendet werden. Bei zu starker Belastung der Bremsstange kann die Bremsstange/Halterung brechen und dadurch ihre Funktion verlieren
Nutzung	Auf glatten Oberflächen wie hochglanzpolierten Böden oder Marmorfliesen kann es vorkommen, dass der Stuhl rutscht. Hier wird empfohlen, eine 4-Rad-Bremse zu verwenden.
Nutzung	Nutzen Sie den Stuhl niemals auf unebenen Oberflächen, da er instabil werden könnte
Nutzung	Wartungsarbeiten – außer der Reinigung – sollten immer von Sachkundigen vorgenommen werden
Nutzung	Führen Sie niemals Wartungsarbeiten während der Nutzung des Stuhls durch
Nutzung	Folgen Sie immer den empfohlenen Wartungs- und Reinigungsanweisungen
Nutzung	Die Funktionen des Stuhls sind für den Nutzer bestimmt. Nur der Nutzer oder ausgebildete Sachkundige sollten den Stuhl justieren, während der Nutzer darin sitzt
Nutzung	Nutzen Sie die elektrischen Höhenverstellung niemals länger als zwei Minuten hintereinander
Nutzung	Im Falle eines elektrischen Defekts oder ungewollter Höhenverstellung, drücken Sie beide für die Höhenverstellung vorgesehenen Knöpfe gleichzeitig zehn Sekunden lang
Nutzung	Es besteht ein Risiko, die Finger in beweglichen Teilen einzuklemmen oder sich daran zu schneiden. Nutzen Sie den Stuhl daher niemals, wenn jemand seine Unterseite berührt
Erstickungsgefahr	Erstickungsgefahr bei abnehmbaren Kleinteilen. Erlauben Sie Kindern niemals, mit dem Stuhl zu spielen.
Erstickungsgefahr	Falls der Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung ausgestattet ist, werden Kabel zu sehen sein. Lassen Sie Kinder niemals mit ihnen spielen.
Elektrisches Rauschen	Die Nutzung anderer Kabel als der in der Standardausstattung kann die elektrische Emission steigern oder die elektrische Störfestigkeit reduzieren
Elektrisches Rauschen	Vermeiden Sie es, den Stuhl nah an Geräte zu stellen, die elektrisches Rauschen emittieren
Elektrisches Rauschen	Der Stuhl darf ausschließlich mit Zubehör verwendet werden, das in diesem Nutzerhandbuch genannt wird. Sonst können elektromagnetische Interferenzen auftreten
Elektrisches Rauschen	Falls der Stuhl sich ungewollt bewegt oder nicht wie erwartet funktioniert, finden Sie einen anderen Stellplatz dafür

1.2. FEHLERBEHEBUNG

Defekt	Mögliche Ursache und Lösung
Die elektrische Höhenverstellung funktioniert nicht	<p>Der Stecker steckt nicht in der Handbedienteil – stecken Sie ihn ein</p> <p>Der Akku des Stuhls ist leer. Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Aufladegerät auf</p> <p>Die Sicherung ist defekt. Mehr in Abschnitt 1.3.3.</p> <p>Die Höhenverstellung muss zurückgesetzt werden. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Tasten mindestens 20 Sekunden lang, bis der Aufzug in der niedrigsten Position ist.</p>
Die manuelle Höhenverstellung funktioniert nicht	<p>Die Last auf dem Stuhl ist zu groß oder ungleichmäßig verteilt. Versuchen Sie, die Höhe zu verstellen, ohne im Stuhl zu sitzen. Falls das nicht funktioniert, ist die Gaskartusche defekt und sollte ersetzt werden. Kontaktieren Sie Ihren VELA Medical-Händler</p>
Die Bremse funktioniert nicht	<p>Die Bremse ist nicht aktiviert. Mehr in Abschnitt 2.0.13., 2.0.14. oder 2.0.18.</p>
Die Armlehne scheint locker zu sein	<p>Eine der Handschrauben könnte locker sein. Ziehen Sie sie fest an</p>
Der Stuhl rollt schlecht	<p>Die Räder sind blockiert. Entfernen Sie Drahrückstände und solches gleichen</p>
Bremsstange oder -fahrwerk sind im Weg, wenn ich den Stuhl bewegen möchte	<p>Sie besitzen einen Stuhl mit Sitzrotation. Nutzen Sie die Sitzrotation, um den Stuhl gerade auszurichten. Mehr in Abschnitt 2.0.12.</p>
Die Bremsstange scheint locker	<p>Die Handschraube, die die Bremsstange hält, könnte lose sein. Ziehen Sie die Schraube fest. Siehe Abschnitt 2.0.19.</p>

Falls die oben genannten Instruktionen Ihr Problem nicht lösen, sollten Sie Ihren VELA Medical-Händler kontaktieren.

1.3. VELA TANGO MIT ELEKTRISCHER HÖHENVERSTELLUNG

1.3.1. LEISTUNGS-AUFNAHME

Spannung: 24 VDC

Stromstärke: 0,5A

Leistung: 12 VA

1.3.2. EMISSION

VELA Medical Stühle mit elektrischen Funktionen wurden getestet: Sie erfüllen aktuelle Anforderungen bezüglich der elektromagnetischen Strahlung (EMV-Anforderungen). Die Stühle wurden nach folgenden Spezifikationen getestet:

:: Emissionsklasse CISPR 11, Gruppe 1, Klasse B

Mehr Details auf www.vela-medical.de

1.3.3. ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Eine Sicherung sichert den Stuhl gegen Überspannungen. Der austauschbare Teil der Sicherung beruht auf den folgenden Spezifikationen:

:: Streifensicherung, Typ: ATOF Blattsicherung, flink

:: Spannung: 32 V





:: Stromstärke: 10 A

:: Max. Stromstärke: 1000 A

Der Ersatz der Sicherung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden, da der Grund des Defekts aus Sicherheitsgründen dokumentiert werden muss.

ALLGEMEIN

1.4. KENNZEICHNUNGEN AUF DEM STUHL

<p>Warnung</p>	<p>Risiko, sich einzuklemmen oder zu schneiden: Hände und Finger von beweglichen Teilen fernhalten</p>	
<p>Symbol</p>	<p>Lesen Sie das Nutzerhandbuch vor dem Gebrauch</p>	
<p>Symbol</p>	<p>Verwendetes Teil: Typ B cf. IEC60601-1 umfasst die folgenden Bereiche des Stuhls:</p>	
<p>Kennzeichnun- gen</p>	<p>60 x 22,5 mm</p> <p>Die letzten sechs Ziffern betragen das Produkt ID-Nummer:</p> <p>Diese Kennzeichnung gilt nur für Stühle mit elektrischen Funktionen: Der Stuhl ist nach IP21 genehmigt, entsprechend des Schutzes gegen Wassertropfen sowie Berührungen gefährlicher Teile mit dem Finger</p>	 <p><Model name> <Model ref. no.> <Manufacturer> <Address> <Webpage></p> <p>CE MEDICO <Safe working load> <Production date/order no.></p> <p>UDI: (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxxxx</p> <p>Follow instructions for use</p> <p>EN60601-1 IP21 Duty cycle: 10%, max. 2min/18min</p> <p>Blade fuse: 10A/32V, Input: 24V === 0.5A</p> <p>Storage limits -20°C / 60°C</p>

Kennzeichnungen auf dem Stuhl sollten unter Tageslichtbedingungen auf einer Distanz von etwa 40 cm zu lesen sein.

Mehr zu Kennzeichnungen bezüglich der Nutzung des Stuhls, siehe Abschnitt 2.0.

1.5. SICHERHEIT

Dieser Stuhl trägt das CE-Zeichen und zugelassen unter der Modellbezeichnung „VELA Tango“ und erfüllt geltenden Vorschriften der EU. Der Stuhl wurde hergestellt von der Firma VELA Medical, Goeteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Dänemark.

Der VELA Tango mit elektrischen Funktionen erfüllt alle Sicherheitsanforderungen nach IEC 60601-1, darunter die Anforderungen für die EMV nach IEC60601-1-2.

1.5.1. VERWENDUNGSZWECK

Dieses Gerät soll einen Benutzer in einer sitzenden Position unterstützen, während er Innenaktivitäten des täglichen Lebens, einschließlich Arbeitsaktivitäten, ausführt.

- :: Der Stuhl ist nicht darauf ausgelegt, darauf zu stehen
- :: Die Radbremse muss während des Aufstehens oder des Hinsetzens immer aktiviert sein

Alle Varianten dieses Stuhls wurden für eine maximale Last von 160 kg. Für eine optimale Nutzung beträgt das empfohlene Benutzergewicht des Stuhls 50–130 kg bei manueller Höhenverstellung und 50–145 kg bei elektrischer Höhenverstellung.

1.5.2. TRANSPORT

Beim Transport des Stuhls per Auto, Flugzeug oder in jedem anderen Verkehrsmittel, bitte immer die Bremse anziehen. Der Stuhl ist nicht für die Nutzung als Sitz in jeglichen Transportmitteln zugelassen und darf nicht als solcher verwendet werden.

Der Stuhl ist für den Transport unter folgenden Bedingungen geschaffen:

Temperatur: - 20°C bis + 60°C

Feuchtigkeit: 15-95%

Stuhl vor der nächsten Nutzung 24 Stunden stehenlassen, falls er unter -10°C gelagert wurde.

1.6. GARANTIE

VELA Medical gewährt ein Anspruchsrecht nach geltendem Recht in dem Land, in dem der Stuhl erworben wurde. Das Beschwerderecht gilt nur bei Verwendung von Originalersatzteilen und -zubehör sowie von Fachleuten vorgenommenen Anpassungen. Hinweis: Wenn eine exklusive vertragliche Vereinbarung direkt mit VELA Medical getroffen wurde, gilt diese!

VELA Medical übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder am Nutzer, die durch Folgende verursacht werden:

:: Transport

:: Zweckentfremdung

:: Normale Abnutzung

:: Falsche Verwendung

:: Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör, die keine originalen VELA Medical-Produkte sind

:: Von nicht autorisierten technischen Dienstleistern vorgenommene Anpassungen

1.7. DEN STUHL AUSPACKEN

Der Stuhl kommt in umweltfreundlicher und recyclebarer Verpackung.

Im Falle eines Defekts oder Transportschäden am Stuhl kontaktieren Sie bitte sofort Ihren VELA Medical-Händler. Verwenden Sie den Stuhl in diesen Fällen weder selbst noch probieren Sie, ihn zu reparieren.

In der Lieferung waren enthalten:

:: VELA Medical Stuhl

:: Nutzungsanweisungen

:: Aufladegerät (nur für Stühle mit elektrischen Funktionen)

Hinweis: Mehr Informationen zur korrekten Anbringung der Rückenlehne in Abschnitt 2.0.1.

1.8. INSTANDHALTUNG

Wir empfehlen eine jährliche Inspektion des Stuhls, um defekte oder abgenutzte Teile zu identifizieren. Alle beweglichen Teile sollten regelmäßig festgezogen werden. Sie finden verschiedene Anleitungen auf www.vela-medical.de.

Die Lebenserwartung des Stuhls liegt

bei fünf Jahren für den regelmäßigen und sachgemäßen Gebrauch. Wir empfehlen, dass VELA, Ihr VELA-Händler oder ein ausgebildeter Experte eine jährliche Inspektion mit Austausch abgenutzter Teile durchführen.

1.8.1. RÄDER

Wir empfehlen, die Räder regelmäßig zu überprüfen und jegliche Drahrückstände u. a. zu entfernen. Bestimmte Bodentypen sammeln Schmutz auf den Rollenbahnen. Reinigen Sie daher die Rollenbahnen bei Bedarf.

1.8.2. RAHMEN

Mit lauwarmem Wasser reinigen und, wenn nötig, etwas pH-neutrales Reinigungsmittel hinzufügen

1.8.3. POLSTERUNG

Stoff: Mit chemischem Reinigungsmittel, Möbelreiniger oder Wasser und gut ausgewrungenem Lappen säubern.

Kunststoff oder Kunstleder: Mit Wasser oder milder Seife und gut ausgewrungenem Lappen säubern.

Medizinische Spezialtextilien:

Reinigung wie oben beschrieben. Reinigung auch mit Desinfektionsmitteln oder Alkohol möglich. Unter www.vela-medical.de erfahren Sie, welche spezifischen Konzentrationen die verschiedenen Polstertypen verarbeiten können.

Hinweis: Auf www.vela-medical.de finden Sie Reinigungsanleitungen für all unsere standardmäßigen Polstertypen.

1.9. RECYCLING UND ENTSORGUNG

Dieses Produkt enthält wiederverwertbare Materialien. Deshalb muss das Produkt in Übereinstimmung mit lokalen Vorgaben entsorgt werden, nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Hausmüll. Eine richtige Entsorgung und Recycling verhindern negative Auswirkungen auf Umwelt und Menschen.

Hinweis: Elektrische und elektronische Ausstattung und zugehörige Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden können, wenn der Abfall nicht korrekt gehandhabt wird.


Elektrische und elektronische Ausstattung und Batterien sind mit dem unten gezeigten Symbol markiert. Demnach dürfen elektrische und elektronische Ausstattung sowie Batterien nicht zusammen mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gesondert gesammelt werden.



Es ist wichtig, dass Sie Ihre gebrauchten Batterien nach den festgelegten Systemen zurückgeben. Auf diesem Weg tragen Sie dazu bei, dass die Batterien in Übereinstimmung mit der derzeitigen Rechtsprechung wiederverwertet werden und keinen vermeidbaren Schaden an unserer Umwelt anrichten.






2.0. MANUELLE ANPASSUNG DURCH DEN BENUTZER

Der Austausch der Gasfeder und der elektrischen Hebevorrichtung darf ausschließlich durch einen Techniker von VELA Medical oder eine für diese Arbeiten ausgebildete Person erfolgen.




2.0.1. MONTAGE DER RÜCKENLEHNE*

Die Rückenlehne in die Öffnung einsetzen. Befestigen Sie die Rückenlehne mit dem Griff oder dem mitgelieferten Werkzeug und der Schraube. Ziehen Sie diese gut fest.



2.0.2. HÖHENVERSTELLUNG MIT HANDBEDIENTEIL (EL)


Das Handbedienteil wird über Druckknöpfe an der Vorderseite bedient. Das VELA Medical-Handbedienteil kann über eine oder mehrere Funktionen verfügen. Die verfügbaren Funktionen erkennen. **Anmerkung:** Darf maximal eine Minute lang ohne Unterbrechung verwendet werden, anschließend muss eine Pause von neun Minuten folgen.



2.0.3. HÖHENVERSTELLUNG (MANUELL)


Erfolgt durch Hochziehen des vorderen Griffs auf der rechten Seite.

Hinweis: Das Einstellen des Winkels von Rückenlehne und Sitz sollte immer mit flachen Füßen auf dem Boden erfolgen.



2.0.4. FUSSBETÄTIGTE HÖHENEINSTELLUNG (EL)*


Aktivieren Sie die fußbetätigte Höheneinstellung, indem Sie den Fuß gegen einen der Schalter vorne an dem rechten Rad drücken. Drücken Sie den Knopf rechts, um den Stuhl anzuheben, und drücken Sie den Knopf links, um den Stuhl abzusenken.



2.0.5. EINSTELLUNG DES SITZWINKELS*

Passen Sie die Sitzneigung an, indem Sie am mittleren Hebel auf der rechten Seite ziehen.


Anmerkung: Achten Sie darauf, dass beim Verstellen des Sitzwinkels Klemmgefahr besteht!



2.0.6. EINSTELLUNG DES RÜCKENLEHNENWINKELS

Passen Sie die Rückenneigung an, indem Sie am hinteren Hebel auf der rechten Seite ziehen.

Anmerkung: Betätigen Sie den Hebel nur, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt. Die Lehne kann sonst nach vorn fallen.




2.0.7. EINSTELLUNG DER RÜCKENHÖHE*

Den Handgriff lösen, der sich hinter der Rückenlehne befindet. Rückenhöhe einstellen. Denken Sie daran, den Handgriff anschließend wieder festzuziehen.

Anmerkung: Bei bestimmten Modellen kann diese Funktion nur mit Hilfe von Werkzeugen eingestellt werden.


** Je nach Modell*



2.0.8. RÜCKENLEHNEN-ARRETIERUNG*

Die Rückenlehne lässt sich in einem speziellen Winkel einstellen, indem Sie den an der Rückseite der Stuhllehne montierten Riegel einstellen und arretieren.


Anmerkung: Bei bestimmten Modellen kann diese Funktion nur mit Hilfe von Werkzeugen eingestellt werden.



2.0.9. EINSTELLUNG DER ARMLEHNENHÖHE*

Die Schraube an den Armlehnstangen lösen und die Höhe der Armlehnen einstellen. Denken Sie daran, die Schraube anschließend wieder festzuziehen.


Anmerkung: Bei bestimmten Modellen kann diese Funktion nur mit Hilfe von Werkzeugen eingestellt werden.



2.0.10. EINSTELLUNG DER ARMLEHNENBREITE*

Die Schraube unter dem Sitz, hinter der Sitztrageplatte, lösen und die Breite der Armlehnen durch seitliches Herausziehen der Armlehne einstellen. Denken Sie daran, die Schraube anschließend wieder festzuziehen.


Anmerkung: Bei bestimmten Modellen kann diese Funktion nur mit Hilfe von Werkzeugen eingestellt werden.



2.0.11. HERUNTERKLAPPBARE ARMLEHNEN*


Zum Herunterklappen der Armlehne den Knopf an der Seite der Armlehne eindrücken und die Armlehne nach hinten und unten schieben.

Anmerkung: Die Armlehnen sind ausschließlich in aufrechter Position arretiert. Um die Armlehnen herunterklappen zu können, muss ihre Breiteneinstellung dies zulassen.




2.0.12. EINSTELLUNG DER ALB RÜCKEN*

Die Rückenlehne ist einstellbar, so dass die Lendenwirbelsäule optimal gestützt wird. Hierzu den Hebel auf der rechten Seite der Rückenlehne nach oben ziehen. Die Rückenlehne wird so eingestellt, dass sie sich an die Lendenwirbelsäule anpasst und diese unterstützt. Den Hebel loslassen, damit die Rückenlehne im gewünschten Lendenwinkel bleibt.




2.0.13. 360°-PEDAL ZUM BREMSEN

Die Bremse ist von allen Seiten des Stuhls zugänglich und wird durch das Drücken des Bremspedals mit dem Fuß in den gezeigten Bereichen aktiviert. Platzieren Sie Ihren Fuß unter dem Bremspedal und drücken Sie ihn nach oben, um die Stuhlbremse zu lösen.



2.0.14. HANDBREMSE*


Die Bremse wird aktiviert, indem Sie den Griff an der Seite des Stuhls nach vorne bewegen. Entriegeln Sie den Stuhl, indem Sie den Griff zurück in die aufrechte Position bringen. Hinweis: Siehe „Einstellen des Bremswinkels“, Abschnitt 2.0.19, um die Position der Bremse und den Abstand zum Sitz einzustellen.



2.0.15. HOCHKLAPPBARE FUSSTÜTZE*


Stabilisierende Fußstütze, die auch als Trittbrett beim Hinsetzen in den Stuhl und Aufstehen aus dem Stuhl genutzt werden kann.

* Je nach Modell



2.0.16. ROTATION*


Zum Drehen des Sitzes ist der vordere Griff auf der linken Seite nach hinten zu schieben. Der Stuhl kann in folgende Positionen gedreht und dann arretiert werden: 90° nach links und 90° nach rechts. **Anmerkung:** Rotation nur durchführen, wenn sich der Sitz in waagerechter und die Rückenlehne in senkrechter Position befinden.



2.0.17. LADEVORGANG (EL)

Täglich aufladen. Stecken Sie den Betriebsstecker in das Ladegerät – während des Ladens leuchtet eine gelbe LED-Leuchte. Sobald der Stuhl vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige grün.


Hinweis: Der Stuhl darf während des Ladevorgangs nicht benutzt werden.



2.0.18. ELEKTRISCHE BREMSE*


Elektrischer Bremse wird per Handbox oder Neigungskontakt gebremst und gelöst. Die Bremse wird empfohlen, diese stets vollständig anzuziehen bzw. zu lösen.

Hinweis: Diese Funktion kann nur per Höhenanpassung unter der Armlehne, Handbox oder Fussbetätigte Elektrische Bremse.




2.0.19. EINSTELLEN DES BREMSWINKELS*

Lösen Sie die Handschraube und entfernen Sie die Bremsstange aus der Halterung. Setzen Sie die Bremsstange an der gewünschten Seite und im gewünschten Winkel ein. Denken Sie daran, die Handschraube wieder festzuziehen. **Hinweis:** Die Bremse kann in Intervallen von 30° eingestellt werden. Die Bremsstange kann vorwärts und rückwärts bewegt sowie näher am Sitz oder weiter vom Sitz entfernt angebracht werden.




2.0.20. FUSSBETÄTIGTE ELEKTRISCHE BREMSE (EL)*

Aktivieren Sie die fußbetätigte elektrische Bremse, indem Sie den Fuß gegen einen der Schalter vorne an dem linken Rad drücken. Drücken Sie den rechten Knopf, um die Bremsen zu entsperren, und drücken Sie den linken Knopf, um die Bremsen zu betätigen. Bei Verwendung dieser Funktion, empfiehlt es sich, die Bremse vollständig zu aktivieren oder zu deaktivieren.



2.0.21. ARMLEHNE FÜR DEN CHIRURGENSTUHL*


Lösen Sie zum Anpassen die Schraube an der Armlehne, und verstellen Sie den Winkel. Anschließend müssen Sie die Schraube wieder festziehen. Passen Sie das Polster in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung an, indem Sie die Schraube an der Armlehne lösen. Bringen Sie das Polster in die gewünschte Position. Anschließend müssen Sie die Schraube wieder festziehen.



2.0.22. ANPASSEN DER ARMLEHNE, HÖHE*

Lösen Sie hierzu die Schraube an der Armlehnstange, und passen Sie die Höhe der Armlehne an. Anschließend müssen Sie die Schraube wieder festziehen.


Achtung: Der Armlehnstange ist nur auf einer Seite gerillt; die Schraube muss in dieser Rille festgezogen werden, damit die Armlehne korrekt und sicher verwendet werden kann!



2.0.23. ARMLEHNE FÜR DIE PROBENENTNAHME*


Lösen Sie zum Anpassen der Armlehne die Schraube unter dem Polster, und passen Sie den Winkel der Armlehne an. Anschließend müssen Sie die Schraube wieder festziehen.

* Je nach Modell



2.0.24. SCHIEBEBÜGEL*

Schiebebügel für den Personentransport im Stuhl. Der Schiebepügel wird mithilfe von Schrauben (finden Sie in der beiliegenden Reißverschluss tasche) am Beschlag unter dem Sitz montiert; hier wird auch die Tiefe eingestellt. Zum Einstellen der Höhe die beiden Knöpfe an den Seiten des Bügels eindrücken und den Handgriff gleichzeitig auf die gewünschte Höhe einstellen.



2.0.25. BATTERIEANZEIGE (EL)

Eine Batterieanzeige mit einem Knopf befindet sich an der Vorderseite des Stuhls genau unter dem Sitz.
Ein Knopfdruck zeigt die verbleibende Batteriekapazität in Prozent (%).
Zwei Knopfdrücke zeigen die verbleibende Batteriespannung an.

2.0.26. ZUBEHÖR

Dieser Stuhl ist mit einer Reihe an Zubehör erhältlich.
Eine vollständige Liste finden Sie auf www.vela-medical.de

Hinweis: Beim Kauf eines Stuhls von VELA Medical, der mit elektrischen Funktionen ausgestattet ist, ist das Ladegerät als Zubehör bereits enthalten.

* Je nach Modell